

REMEZ

Model U

NFC* | Зарегистрируйте Ваш Model U на сайте

Приложите телефон к NFC метке**. Изучите все возможности устройства в новом формате. Моментальный доступ к инструкции, гайдам и аксессуарам.

Type-C

Порт для подключения сетевого адаптера.



Включите устройство

Удерживайте  1,5 секунды.



Термотерапия

Улучшение проникновения косметических средств.



Деликатное охлаждение

Снятие отеков, тонизирование.



Вибромассаж

Снятие отеков, улучшение трофики (питания тканей), релаксация мышц (снятие фасциального напряжения).



удержание 5 сек.

LED-Laser светотерапия

Удерживайте  в течение 5 секунд. Улучшение клеточного питания, усиление микроциркуляции, регенерация тканей.



Физиологические микротоки

В режимах:    микротоки и EMS можно отключить. Для этого включите один из вышеперечисленных режимов, переключайте кнопку  пока индикаторы не погаснут.



EMS

При первом использовании для оценки чувствительности начните с первого режима. Режим 5 рекомендован только для тела.

* Бесконтактная технология, при считывании метки вы будете перенаправлены на официальную платформу remez.com.ru

** Если смартфон поддерживает NFC.

Автоотключение

5 минут – время одного протокола. При наличии показаний, разовый протокол может быть проведен повторно.

Отключение звуковых сигналов

Удерживайте кнопку (иконка охлаждение/нагрев) в течение 3-х секунд.

Индикация заряда

- Заряд достаточный (>40%), 3-7 дней использования.
Средний уровень заряда (10%–40%).
- Мигающий красный: Низкий уровень заряда (<10%), следует поставить устройство на зарядку.

В целях безопасности используйте оригинальный сетевой адаптер, входящий в комплект поставки.

В случае утери или неисправности обратитесь в Службу поддержки клиентов.



ВАЖНО

Гель для проведения процедур

Перед каждым использованием наносите слой токопроводящего геля на зону воздействия. Проведение процедуры по сухой коже запрещено.